



# KIT DE RÉASSORT AGRO-ALIMENTAIRE 10/20 PERSONNES

Réf. KIT 9011 AG

- Couverture de survie
- Pansements adhésifs bleus en plastique
- Pansements "brûlure" stériles
- Pansement compressif bleu stérile
- Compresses de gaze stériles
- Bandes extensibles bleues
- Sparadrap bleu
- Paire de ciseaux
- Paire de gants jetables
- Pulvérisateur de 50 ml d'une solution à base de chlorhexidine
- Compresse imprégnée de solution à base de calendula
- Dosette de sérum physiologique
- Œillère operculée
- Tube de 50 ml d'eau gélifiée
- Livret 1<sup>ers</sup> soins



## COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



## PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS EN PLASTIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 25 x 72 mm, 50 x 72 mm,  
68 x 38 mm "Bouts de doigts",  
68 x 38 mm "Articulations"

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base tissu. De couleur bleue, ils possèdent un film métallique sous la compresse, qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. Ils permettent la protection des petites plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



## PANSEMENTS "BRÛLURE" HYDROGEL

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 43 x 68 mm et 67 x 110 mm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Pansement contenant une compresse d'hydrogel destinée au traitement de petites brûlures et des écorchures. Il soulage la douleur et favorise la cicatrisation. Les retraits sont indolores.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Saisir le pansement
2. Enlever les protections
3. Apposer la compresse sur la partie à protéger
4. Fixer les 2 cotés adhésifs



## PANSEMENT COMPRESSIF BLEU STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente à la plaie de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible. Sa couleur bleue lui confère un repérage visuel immédiat. Il permet la protection des plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



## COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.  
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



## **BANDES EXTENSIBLES BLEUES**

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm**

Sous emballage individuel, ces bandes de couleur bleue, permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap



## SPARADRAP BLEU

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm et de couleur bleue.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

### MODE D'EMPLOI :

1. Oter le rouleau de sa flasque protectrice
2. Dérouler la longueur nécessaire
3. Couper la aux ciseaux, ou à la main
4. Apposer à l'endroit désiré



## PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



## PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



## **PULVÉRISATEUR DE 50 ML D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE**


(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Contenu pouvant réaliser jusqu'à 300 applications.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Enlever le capuchon
2. Pulvériser directement sur l'endroit à traiter
3. Enlever l'excédent avec une compresse



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION À BASE DE CALENDULA

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



## DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



## ŒILLÈRE OPERCULÉE

Cupule adaptée à une dosette de 5 ml de sérum physiologique, l'opercule en aluminium, scellé, permet de protéger l'œillère de la poussière avant usage.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Verser le contenu d'une dosette de sérum physiologique de 5 ml
3. Rincer l'œil



## TUBE D'EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le tube et ôter l'opercule en aluminium
2. Appliquer sur la zone à apaiser en massage léger jusqu'à complète absorption
3. Renouveler l'application si nécessaire



## LIVRET 1<sup>ers</sup> SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.