



DUOB75020C

SOINS DES YEUX Station de rinçage oculaire

■ Gamme Spécifiques

Cette station de rinçage oculaire contient :

- ☑ 2 flacons de sérum physiologique stérile destinés aux rinçages oculaires en cas de projection de diverses particules solides : poussière, sciure, résidus plastiques, ou métalliques...
- ☑ Couvercle transparent : Permet une visibilité immédiate des flacons et les protège efficacement de la poussière
- ☑ Contenant : 2 flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile
- ☑ Flacons à usage unique : Munis d'œillères ergonomiques. Ils sont disponibles pour réassortiment : 5351
- ☑ Fournie avec : Vis, et chevilles pour une fixation murale, miroir et étiquette d'utilisation schématisée



SIGNALÉTIQUE
« LAVE-ŒIL »
FOURNIE AVEC SON GRIPPEUR
AUTOCOLLANT



ŒILLÈRE
ERGONOMIQUE

Les + Produits

- ☑ Utilisation schématisée sur les flacons
- ☑ Préhension rapide des flacons
- ☑ Œillère ergonomique, et couvercle de protection
- ☑ Signalétique Lave-Œil offerte

Préhension rapide
et facile des flacons



DUOB75020C

SOINS DES YEUX Station de rinçage oculaire

■ Gamme Spécifiques

Cette station de rinçage oculaire contient :

- ☑ 2 flacons de sérum physiologique stérile destinés aux rinçages oculaires en cas de projection de diverses particules solides : poussière, sciure, résidus plastiques, ou métalliques...
- ☑ Couvercle transparent : Permet une visibilité immédiate des flacons et les protège efficacement de la poussière
- ☑ Contenant : 2 flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile
- ☑ Flacons à usage unique : Munis d'œillères ergonomiques. Ils sont disponibles pour réassortiment : 5351
- ☑ Fournie avec : Vis, et chevilles pour une fixation murale, miroir et étiquette d'utilisation schématisée



SIGNALETIQUE
« LAVE-ŒIL »
FOURNIE AVEC SON GRIPPEUR
AUTOCOLLANT



OEILLÈRE
ERGONOMIQUE

Les + Produits

- ☑ Utilisation schématisée sur les flacons
- ☑ Préhension rapide des flacons
- ☑ Œillère ergonomique, et couvercle de protection
- ☑ Signalétique Lave-Œil offerte

**Préhension rapide
et facile des flacons**