



VAL 2539 PP

SOINS DES COUPURES

Valise membre sectionné

■ Gamme **Spécifiques**

Cette composition a été spécialement étudiée, pour la récupération d'un membre sectionné – main ou doigts – dans des conditions d'hygiène et de transport optimum.

Le support mural fourni permet de la fixer à proximité des endroits stratégiques et notamment à côté des machines à risques



SIGNALÉTIQUE
« MEMBRE SECTIONNE »
FOURNIE AVEC SON GRIPPEUR
AUTOCOLLANT

Les + Produits

- ☑ Fixation murale incluse
- ☑ Poignée de transport
- ☑ A accrocher à côté des machines à risque
- ☑ Signalétique membre sectionnée et liste des SOS Mains fournies

- ☑ Paires de gant : Récupération du membre de manière hygiénique
- ☑ Pochette isotherme à 3 compartiments : Garder le membre sectionné au froid, sans qu'il soit en contact direct avec les poches de froid
- ☑ Packs de froid instantané : Créent du froid de manière autonome
- ☑ Pansements compressifs : Stoppent une hémorragie si nécessaire
- ☑ Écharpe triangulaire : Soutient le bras blessé
- ☑ Couverture de survie : Protège le blessé
- ☑ Feuillet premiers soins spécifique schématisé : Permet très facilement d'utiliser les composants de la valise avec la liste SOS Mains incluse

