



Station de rinçage oculaire

Destiné aux rinçages des acides et des bases (Excepté les substances à base de calcium)

■ Gamme **Spécifiques**

RÉFÉRENCE : **DUOB75110C**

Gencod : 3760098257515

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN CARTON DE 8

COMPOSITION

DESCRIPTION

• Cette station de rinçage oculaire contient :

- ✓ 2 flacons de 250 ml de solution tampon phosphate stérile à 4,9 %, destinée aux rinçages oculaires en cas de projection de produits chimiques (acides & bases, excepté les substances à base de calcium comme le ciment par exemple)
- ✓ 1 miroir

Station de rinçage oculaire contenant deux solutions tampons phosphate stériles à 4,9 %, spécialement développées pour la neutralisation rapide des acides et des bases en cas de lésions oculaires chimiques.

Grâce à sa haute capacité tampon et à son pH physiologique de 7,4, la solution aide à limiter les lésions oculaires graves.

Indispensable dans les environnements où des produits chimiques ou des substances dangereuses sont manipulés.

Les flacons, à usage unique, comportent une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé ainsi qu'une œillère de rinçage ergonomique.

EMBALLAGE

Son couvercle protège les flacons efficacement de la poussière.

Fourni emballé avec vis et chevilles.



SIGNALÉTIQUE
« LAVE-ŒIL »
FOURNIE AVEC SON GRIPPEUR
AUTOCOLLANT

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.