



RÉFÉRENCE : **PAD 1400 PK**



Électrodes

■ Gamme **Multirisques**

DESCRIPTION

Les électrodes du défibrillateur Reanibex 100 sont pré-connectées, adaptées aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Le mode enfant s'effectue en appuyant sur un bouton pour adapter le défibrillateur aux enfants de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg.

Plus de 150 à 200 joules pour les adultes et 50 à 90 joules pour les enfants.

Durée de vie hors utilisation : 2 ans à partir de la date de fabrication

Câble : 1 m

Surface de gel actif : 100 cm²

Type de batterie : Lithium/Dioxyde de manganèse (LiMnO₂) 12V – 0.2 A/h

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.