



Chapelet de 5 Dosettes de sérum physiologique stérile

■ Gamme **Urgence & Accessoires**

RÉFÉRENCE : **SER 8599 PH**

DESCRIPTION

Le sérum physiologique est fabriqué en condition stérile et s'utilise aussi bien pour nettoyer les paupières que le pourtour des yeux. Il est non irritant. Le sérum physiologique est une solution isotonique. Par son action humidifiante, le produit soulage la sécheresse oculaire. Sa présentation en dose unitaire le rend hygiénique et facile d'emploi.

CONTENANCE

Dosette 5 ml à usage unique

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Verser quelques gouttes de sérum physiologique sur une compresse (de préférence stérile) ou dans une œillère operculée puis pratiquer le nettoyage de l'œil.

INGREDIENTS

Chlorure de sodium : 0.9 g
Eau purifiée qsp

CONSERVATION

Toute unidose entamée ne doit pas être réutilisée.
Ne pas utiliser la même unidose pour le nez et les yeux.
Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation et stocker à température ambiante.

Dispositif Médical de classe II a, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Certification CE, Norme NF, Pays d'origine :
FRANCE

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.