



Stylo oculaire

■ Gamme Urgence & Accessoires

RÉFÉRENCE : CRA 7015 OC



Dimensions :

Manche : L. : 70 mm

Diamètre : 8.30 mm

Bout métal aimanté : 21 mm

Bout boucle : 10 mm




Poids :

28 g



Bout aimanté



Boucle nylon

DESCRIPTION

- Un côté aimanté pour les particules métalliques (copeaux ferreux, etc....) et un côté nylon pour les impuretés.

MATIERE

Manche en inox

Bout aimanté

Boucle en nylon

MODE D'EMPLOI

Prendre le manche et utiliser le côté nécessaire suivant le corps étranger à enlever.

Retourner le côté à utiliser en le dévissant du manche. Si corps métallique, utiliser le côté aimanté, pour les autres corps étrangers, utiliser le côté boucle en nylon.

Ne peut être utilisé pour les corps étrangers incrustés mais uniquement pour les corps étrangers superficiels sur l'œil.

UTILISATION

Ce stylo oculaire permet d'enlever les corps étrangers superficiels de l'œil, soit métalliques par le bout aimanté, soit en autres matières avec la boucle de nylon (bois, Plastique, etc.).

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.