



Diphotérine de PREVOR®

■ Gamme **Spécifiques**

RÉFÉRENCE : **FLA 1550 DI**

ARTICLE

DESCRIPTION

• Dispositif de premiers secours, la Diphotérine est destinée aux rinçages des projections chimiques oculaires et cutanés, elle stoppe l'action du produit chimique et l'enlève même en profondeur. Elle a également un effet antalgique.
La solution est active sur tous les produits chimiques (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants) sauf acide fluorhydrique.

CONTENANCE

• 500 ml

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Pour le lavage oculaire, il est muni d'une œillère ergonomique stérilisée. Permet la décontamination d'un œil dans la minute qui suit la projection chimique.

Usage externe.

Dispositif médical certifié CE et conforme à la norme EN 15 154

Flacon à usage unique - Œillère ergonomique stérilisée



Spécial Yeux

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.